




Indicações

feridas com exsudação moderada a forte

- lesões por pressão, úlceras arteriais, úlceras venosas da perna, úlceras diabéticas
- feridas pós-operatórias de cicatrização secundária
- feridas de laparotomia fechadas
- queimaduras superficiais de 2.º grau

Finalidade

compressa absorvente de múltiplas camadas indicada para a gestão do exsudato de feridas agudas e crónicas



Características

- elevada capacidade de absorção e ligação do exsudato da ferida e das bactérias nele presentes
- núcleo absorvente com superabsorvente, que pode absorver até 20 vezes o seu próprio peso
- redução de custos e de tempo devido a mudanças pouco frequentes de pensos
- o penso retém o excesso de exsudato, protegendo assim contra a maceração dos bordos da ferida
- baixa tendência de aderência (da camada de contacto com a ferida à própria ferida)*
- a camada exterior azul (proteção da roupa) protege contra fugas, evitando assim que o vestuário e a roupa de cama fiquem sujos

Composição do produto

polietileno, polipropileno, celulose, poliacrilato de sódio (superabsorvente)

Notas

- não cortar a compressa

Dica

- O penso pode também ser utilizado como penso secundário em combinação com um enchimento de feridas adequado para o tratamento de feridas profundas.

Vliwasorb®

estéril, selada individualmente

Dimensões (cm)	Almofada (cm)	REF	SC/TC (unidade)
	6 x 6	34500	10/360
10 x 10		24501	10/360
10 x 20		24502	10/340
20 x 20	18 x 18	24503	10/300
20 x 30	18 x 28	26904	10/180

* As características referem-se aos dados in vitro existentes