

Vliwaktiv®

Compressa absorvente de carvão ativado



Indicações

- em feridas malcheirosas
- em feridas com exsudação moderada a forte
- para feridas profundas como penso secundário em combinação com um preenchimento de feridas adequado
- em feridas infetadas como penso secundário em combinação com um preenchimento de ferida/penso primário com propriedades antimicrobianas

Finalidade

Adequado para a absorção de exsudato da ferida e para a ligação das substâncias odoríferas contidas no exsudato da ferida absorvido

Características

- controla os odores
- ligação de endotoxinas*
- boa capacidade de absorção, absorção de exsudato
- macia e flexível
- delicada para a pele

Composição do produto

fibra de carvão ativado, viscose, poliamida, celulose, polipropileno, cola termofusível (polímero sintético com resinas e ceras)

Notas

- não cortar, pois as partículas de carvão ativado podem entrar na ferida

Vliwaktiv®
estéril, selada individualmente

Dimensões (cm)	REF	SC/TC (unidade)
10 x 10	20254	20/400
10 x 20	20255	20/200

* com base em dados in vitro